

德国制造
百年历史



medical technology
made in germany



VENTImotion 30

应用广泛的高品质无创呼吸机



德国精湛的产品设计和严苛的制造工艺，带来世界顶级安全、稳定、耐用的设备

Weinmann 医疗的荣誉

Deutschland
Land der Ideen

德国灵感与创新之地



德国最佳工厂



汉堡成长最快企业

全金属铜芯涡轮

——满足最苛刻的临床使用

- 经久耐用，长时间使用情况下，压力稳定（长时误差 0.2hPa）
- 最大峰流速高达 285 l/min
- 最大漏气补偿量 170 l/min
- 最大潮气量提供范围 160ml-3000ml



全金属铜芯涡轮

双重过滤

——带来超高的空气过滤效果

- PM2.0 (2µm 微粒直径)，过滤效率≥ 99.7%



双重过滤

超静音技术

——带来舒适安静的工作环境

- 26dB (10hPa)

近端测压

- 提高压力输出准确度，消除设定压力与实际治疗压力的偏差

人性化的实用设计，方便易用


广泛应用于

- 慢阻肺 (COPD)
- 术前准备与术后恢复
- 间质性肺病
- 急性加重期
- 有创 - 无创序贯通气治疗
- 高位截瘫
- 慢性呼吸衰
- 急性心源性肺水肿
- ARDS
- 神经肌肉疾病
- 哮喘

适用于

- 呼吸科
- 老年科
- 急诊科
- 心内科
- ICU
- 康复科
- 神经内科

- **1** 全中文菜单
- **2** 一键飞梭式操作结合快捷按键
- **3** 标配一体式湿化器，方便易用
- **4** 可选配电池，灵活方便
- **5** 完美的实时数据监测功能
- **6** 目标潮气量 (Volume compensation)。优异的算法时刻保证给患者提供稳定的潮气量和安全保障。目标潮气量三档可调为临床治疗带来极大的灵活性和方便性。



德国万曼医疗致力于在睡眠诊断、睡眠治疗、通气治疗、患者面罩等重要医疗领域为医生与患者提供最高品质的医疗设备与系统解决方案。

德国万曼的医疗产品为满足患者和医生的需求度身而做。每一个产品在上市之前，都历经设计，研发，采购，生产以及质量监控等各个环节的检测检验。

自 2013 年始，德国万曼加入 Löwenstein 集团，一个充满了创新理念和技术经验的团队，继续为患者和医生提供专业的医疗产品。

德国品质，始终如一。

德国万曼医疗器械有限公司上海代表处

上海市长宁区延安西路 1538 号怡德大厦 B 座 1 楼

客户热线 :4000-361-520 T:021 3226 2698 weinmann.cn

