



VENTImotion 30

应用广泛的高品质无创呼吸机



德国精湛的产品设计和严苛的制造工艺，带来世界顶级安全、稳定、耐用的设备

我们的医疗荣誉

Deutschland
Land der Ideen

德国灵感与创新之地



德国最佳工厂



HAMBURGER
Gründer
Preis

汉堡成长最快企业

全金属铜芯涡轮

——满足最苛刻的临床使用

- 经久耐用，长时间使用情况下，压力稳定（长时误差 0.2hPa）
- 最大峰流速高达 300 l/min
- 最大漏气补偿量 170 l/min
- 最大潮气量提供范围 160ml-3000ml



全金属铜芯涡轮

双重过滤

——带来超高的空气过滤效果

- PM2.0 (2 μ m 微粒直径)，过滤效率 \geq 99.7%

超静音技术

——带来舒适安静的工作环境

- 26dB (10hPa)

近端测压

- 提高压力输出准确度，消除设定压力与实际治疗压力的偏差



双重过滤

人性化的实用设计，方便易用

广泛应用于

- 慢阻肺 (COPD)
- 术前准备与术后恢复
- 间质性肺病
- 急性加重期
- 有创 - 无创序贯通气治疗
- 高位截瘫
- 慢性呼衰
- 急性心源性肺水肿
- ARDS
- 神经肌肉疾病
- 哮喘

适用于

- 呼吸科
- 老年科
- 急诊科
- 心内科
- ICU
- 康复科
- 神经内科

- **1** 全中文菜单
- **2** 一键飞梭式操作结合快捷按键
- **3** 标配一体式湿化器，方便易用
- **4** 完美的实时数据监测功能
- **5** 目标潮气量 (Volume compensation)。优异的算法时刻保证给患者提供稳定的潮气量和安全保障。目标潮气量三档可调为临床治疗带来极大的灵活性和方便性。

4



ST 模式 (柱状图)



ST 模式 (流量曲线)



ST 模式 (容量曲线)



吸气同步率 / 呼气同步率



拓展监测



德国律维施泰因医学技术有限公司致力于在睡眠医学和通气治疗等医疗领域为医生和患者提供高品质的医疗设备和系统解决方案。

我们的产品源于德国技术，凝聚数十年的专业经验，旨在为患者提供舒适有效的治疗体验，并帮助医护人员简化工作流程。

德国品质，始终如一。

德国律维施泰因医学技术有限公司上海代表处
上海市长宁区延安西路 1538 号怡德大厦 B 座 1 楼
客户热线：4000-361-520 T: 021 3226 2698
www.loewensteinmedical.cn

